

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – stretch transparent

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Unsterile, hypoallergene, transparente Fixierfolie aus Polyurethan. Der Polyacrylat-Kleber gewährleistet einen sicheren Halt und ein sanftes Wiederablösen.

Non-sterile, hypoallergenic, transparent, elastic fixation foil made of polyurethane. The polyacrylate adhesive ensures a stable hold and a gentle release.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren, großflächigen Verbandfixierung. Schützt vor Sekundärinfektionen trockener Wunden.

For external, large-scale and elastic fixing of bandages. Protects against secondary infections of dry wounds.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – stretch transparent, unsteril/non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Fixierfolie/Fixation foil	5 cm x 10 m	transparent/ transparent	○ 1 Stk./pcs.	77601	4046153106448	09100683	100
Fixierfolie/Fixation foil	10 cm x 10 m	transparent/ transparent	○ 1 Stk./pcs.	77602	4046153106462	09100708	50
Fixierfolie/Fixation foil	15 cm x 10 m	transparent/ transparent	○ 1 Stk./pcs.	77603	4046153106486	09100714	50
Fixierfolie/Fixation foil	10 cm x 2 m	transparent/ transparent	○ 1 Stk./pcs.	77604	4046153106509	09100720	180

Qualitätssicherung:

Quality Management:

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

3 Jahre / 3 Years

Material:

Material:

Trägermaterial: Polyurethan (PU)

Backing material: Polyurethane (PU)

Kleber: Hypoallergener Polyacrylat-Kleber

Adhesive: Hypoallergenic polyacrylate adhesive

Symbole:

Symbols:

