

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – tape

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Weißes Heft- und Fixierpflaster auf der Rolle. Längs und quer reißbar. Taftgewebe mit Zinkoxid-Kleber.

White adhesive plaster on a roll. Tearable lengthwise and crosswise. Made of taffeta fabric with zinc oxide adhesive.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur Stützung, Stabilisierung oder Entlastung der Muskeln, Gelenke und Bänder.

For sustaining, stabilisation or relief of muscles, articulations and ligaments.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – tape, unsteril, in Box/non sterile, in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Color	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Heftpflaster/ Adhesive plaster	3,8 cm x10 m	weiß/white	6 Stk./pcs.	77950	4046153028580	5387446	8

Qualitätssicherung:

Quality Management:

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Trägermaterial: Taftgewebe

Backing material: Taffeta fabric

Kleber: Zinkoxid-Kleber

Adhesive: Zinc oxide adhesive

Symbole:

Symbols:



MaiMed[®] GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@mamed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100