

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – inject

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertiges, hautfarbendes, Injektionspflaster mit hervorragender Klebekraft durch PE-Folie mit Polyacrylate kleber. Luftdurchlässig und weich.

Ready for use skin-coloured, injection plaster with excellent adhesive power due to PE-film with polyacrylate adhesive. Breathable and soft.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur Abdeckung von Einstichstellen bei Injektionen.

For covering of injection ports.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – inject, unsteril, lose in Box/non sterile, loose in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Color	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Injektionspflaster/ Injection plaster	1 x 4 cm	hautfarben/ skin-colored	● 400 Stk./pcs.	77112	4046153027644	0823492	30
Injektionspflaster/ Injection plaster	2 x 6 cm	hautfarben/ skin-colored	● 200 Stk./pcs.	77113	4046153027668	0823500	30

Qualitätssicherung:

Quality Management:

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Trägermaterial: PE-Folie

Backing material: PE-film

Wundauflage: Viskose & PE

Wound dressing: Viscose & PE

Kleber: Polyacrylat kleber

Adhesive: Polyacrylate adhesive

Symbole:

Symbols:



MaiMed[®] GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@maimed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100