

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed® – plast Elastic

#### Produktdaten:

Product Specification:

#### Produkt- beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertiges, hautfarbenes, querelastisches Wundpflaster mit hervorragender Klebekraft durch Taftgewebe mit Zinkoxidkleber. Luftdurchlässig und weich.  
Ready for use skin-coloured, elastic adhesive plaster with excellent adhesive power due to taffeta fabric with zinc oxide adhesive. Breathable and soft.

#### Bemerkungen:

Remarks:

Für den alltäglichen Gebrauch bei kleineren Verletzungen.  
For daily use for minor injuries.

#### Ausführungen:

Sizes:

#### MaiMed® – plast Elastic, unsteril, in Box/non sterile, in a box

| Artikelbeschreibung/<br>Article Description | Größe/<br>Size | Farbe/Color                 | Box-Inhalt/<br>Content | Art.Nr./REF | EAN           | PZN     | Box/VE |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|-------------|---------------|---------|--------|
| Wundschnellverband/<br>Wound dressing       | 4 cm x 5 m     | hautfarben/<br>skin-colored | ● 1 Stk./pcs.          | 77340       | 4046153028184 | 4002898 | 60     |
| Wundschnellverband/<br>Wound dressing       | 6 cm x 5 m     | hautfarben/<br>skin-colored | ● 1 Stk./pcs.          | 77350       | 4046153028207 | 4002906 | 42     |
| Wundschnellverband/<br>Wound dressing       | 8 cm x 5 m     | hautfarben/<br>skin-colored | ● 1 Stk./pcs.          | 73360       | 4046153028221 | 4002912 | 36     |

#### Qualitätssicherung:

Quality Management:

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level  
CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

#### Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

#### Material:

Material:

Trägermaterial: Taftgewebe  
Backing material: Taffeta fabric  
Wundauflage: Viskose & PE  
Wound dressing: Viscose & PE  
Kleber: Zinkoxidkleber  
Adhesive: Zinc oxide adhesive

#### Symbole:

Symbols:

