

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed<sup>®</sup> – med

#### Produktdaten:

Product Specification:

#### Produkt-

#### beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertiges, weißes, elastisches Wundpflaster aus Vlies (100% Polyester).  
Besonders hautfreundlich und für sensible Haut geeignet.  
Ready for use skin elastic adhesive plaster made of non-woven fabric (100% Polyester).  
Especially skin friendly and suitable for sensitive skin.

#### Bemerkungen:

Remarks:

Für den alltäglichen Gebrauch bei kleineren Verletzungen.  
For daily use for minor injuries.

#### Ausführungen:

Sizes:

MaiMed<sup>®</sup> – med, unsteril, in Box/non sterile, in a box

| Artikelbeschreibung/<br>Article Description | Größe/<br>Size | Farbe/Color | Box-Inhalt/<br>Content | Art.Nr./REF | EAN           | PZN     | Box/VE |
|---------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|---------|--------|
| Wundschnellverband/<br>Wound dressing       | 4 cm x 5 m     | weiß/white  | ○ 1 Stk./pcs.          | 77370       | 4046153028245 | 4002964 | 60     |
| Wundschnellverband/<br>Wound dressing       | 6 cm x 5 m     | weiß/white  | ○ 1 Stk./pcs.          | 77380       | 4046153028269 | 4002970 | 42     |
| Wundschnellverband/<br>Wound dressing       | 8 cm x 5 m     | weiß/white  | ○ 1 Stk./pcs.          | 77390       | 4046153028283 | 4003001 | 36     |

#### Qualitätssicherung:

Quality Management:

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen / CE- Marking on each packaging level  
CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

#### Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

#### Material:

Material:

Trägermaterial: Vliesstoff (100% polyester)  
Backing material: Non-woven fabric (100% polyester)  
Wundauflage: Viskose & PE  
Wound dressing: Viscose & PE  
Kleber: Polyacrylat-Kleber  
Adhesive: Polyacrylate-adhesive

#### Symbole:

Symbols:

