

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



Maielast[®] – glatt

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Weiß, elastische Fixierbinde, unsteril, aus Polyester. Mit gewebten Kanten und mittlerem Zug. Breitenstabil, luftdurchlässig.
White, elastic fixation bandage, non-sterile, made of polyester. With woven edges and medium stretch. Steady in width, breathable.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur Befestigung von Wundauflagen und für Fixierverbände aller Art.
Suitable for fixation of wound coverings and for all types of fixation bandages.

Ausführungen:

Sizes:

Maielast[®] – glatt, unsteril, zu 20 Stk. in einer Box/non-sterile, 20 pcs. in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
mittlerer Zug/ medium-stretch	4 cm x 4 m	weiß/white	○ 20 Stk./pcs.	61010	4046153015122	08889119	28
mittlerer Zug/ medium-stretch	6 cm x 4 m	weiß/white	○ 20 Stk./pcs.	61020	4046153015245	08889125	20
mittlerer Zug/ medium-stretch	8 cm x 4 m	weiß/white	○ 20 Stk./pcs.	61030	4046153015368	08889131	14
mittlerer Zug/ medium-stretch	10 cm x 4 m	weiß/white	○ 20 Stk./pcs.	61040	4046153015481	08889148	12
mittlerer Zug/ medium-stretch	12 cm x 4 m	weiß/white	○ 20 Stk./pcs.	61050	4046153015603	08889154	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745, Klasse I

Medical Device Regulation (EU) 2017/745, Class I

DIN 61634

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

100 % Polyester; Dehnbarkeit ca. 80 %, gedehnte Länge ca. 4 m

100 % polyester; stretchability approx. 80 %, stretched length approx. 4 m.

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de