

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



Maielast[®] – haft glatt

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Weiß, kohäsive, elastische Fixierbinde, unsteril, aus Polyester und Polyamid.
Mit kurzem Zug. Haftet durch mikropunktuellem Latexauftrag.
White, cohesive, elastic fixation bandage, non-sterile, made of polyester and polyamid.
With short- stretch. Adheres due to its micro-punctual latex coating.

Bemerkungen:

Remarks:

Anwenderfreundlich, da keine Verbandklammern benötigt werden, für Fixier-
verbände aller Art.
Especially user friendly as no bandage clips have to be used, for all types of fixation bandages.

Ausführungen:

Sizes:

Maielast[®] – haft glatt, unsteril, einzeln in Faltschachtel verpackt/non sterile, single packed in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
kurzer Zug/short stretch	4 cm x 4 m	1 Stk./pcs.	weiß/white	61147	4046153109562	00549944	72
kurzer Zug/short stretch	6 cm x 4 m	1 Stk./pcs.	weiß/white	61148	4046153109586	00549938	72
kurzer Zug/short stretch	8 cm x 4 m	1 Stk./pcs.	weiß/white	61149	4046153109746	00549878	72
kurzer Zug/short stretch	10 cm x 4 m	1 Stk./pcs.	weiß/white	61291	4046153016822	00549861	36
kurzer Zug/short stretch	12 cm x 4 m	1 Stk./pcs.	weiß/white	61301	4046153016860	00549855	26
kurzer Zug/short stretch	4 cm x 20 m	1 Stk./pcs.	weiß/white	61151	4046153109784	00120098	36
kurzer Zug/short stretch	6 cm x 20 m	1 Stk./pcs.	weiß/white	61152	4046153109807	08889220	36
kurzer Zug/short stretch	8 cm x 20 m	1 Stk./pcs.	weiß/white	61153	4046153109821	08889237	36
kurzer Zug/short stretch	10 cm x 20 m	1 Stk./pcs.	weiß/white	61154	4046153109524	02465039	18

Qualitätssicherung:

Quality Management:

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I
European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

95 % Polyester, 5 % Polyamide; Dehnbarkeit ca. 160 %, gedehnte Länge ca. 4 m bzw. 20 m
95 % polyester, 5 % polyamide; stretchability approx. 160 %, stretched length approx. 4 m / 20 m.

Symbole:

Symbols:

