

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



Maielast® – haft glatt color

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Kohäsive, elastische Fixierbinde, unsteril, aus Polyester und Polyamid. Mit kurzem Zug. Haftet durch mikropunktuellem Latexauftrag. In diversen Farben erhältlich.
Cohesive, elastic fixation bandage, non-sterile, made of polyester and polyamide. With short stretch. Adheres due to its latex micro-punctual coating. Available in different colours.

Bemerkungen:

Remarks:

Anwenderfreundlich, da keine Verbandklammern benötigt werden, für Fixierverbände aller Art.

Especially user friendly as no bandage clips have to be used, for all types of fixation bandages.

Ausführungen:

Sizes:

Maielast® – haft glatt color, unsteril, einzeln in Box/non sterile, single packed in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
kurzer Zug/short stretch	6 cm x 20 m	gelb/yellow	1 Stk./pcs.	61320	4046153016969	00335491	36
kurzer Zug/short stretch	6 cm x 20 m	grün/green	1 Stk./pcs.	61321	4046153031184	02501048	36
kurzer Zug/short stretch	6 cm x 20 m	blau/blue	1 Stk./pcs.	61322	4046153031207	02501108	36
kurzer Zug/short stretch	8 cm x 20 m	gelb/yellow	1 Stk./pcs.	61330	4046153017003	02501404	36
kurzer Zug/short stretch	8 cm x 20 m	grün/green	1 Stk./pcs.	61331	4046153031221	00336378	36
kurzer Zug/short stretch	8 cm x 20 m	blau/blue	1 Stk./pcs.	61332	4046153031245	02501812	36

Qualitätssicherung:

Quality Management:

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I
European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

95 % Polyester, 5 % Polyamid; Dehnbarkeit ca. 160 %, gedehnte Länge ca. 20 m
95 % cotton, 5 % polyamide; stretchability approx. 160 %, stretched length approx. 20 m.

Symbole:

Symbols:

