

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Ideal

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Weiß, dauerelastische Idealbinde, unsteril, aus Baumwolle, Polyester und Spandex. Mit kurzem Zug.

White, permanently elastic bandage, non sterile, made of cotton, polyester and spandex. With short stretch.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen.

For compressing fixation of wound coverings.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – ideal, unsteril, einzeln in Cellophan/non sterile, single packed in cellophane

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
kurzer Zug/short stretch	6 cm x 5 m	weiß/white	10 Stk./pcs.	63021	4046153018321	00119698	40
kurzer Zug/short stretch	8 cm x 5 m	weiß/white	10 Stk./pcs.	63031	4046153018369	00119706	28
kurzer Zug/short stretch	10 cm x 5 m	weiß/white	10 Stk./pcs.	63041	4046153018406	00119712	24
kurzer Zug/short stretch	12 cm x 5 m	weiß/white	10 Stk./pcs.	63051	4046153018444	00119735	20
kurzer Zug/short stretch	15 cm x 5 m	weiß/white	10 Stk./pcs.	63061	4046153018482	–	16

MaiMed® – ideal, unsteril, einzeln lose in Box/non sterile, single packed in box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
kurzer Zug/short stretch	6 cm x 5 m	weiß/white	10 Stk./pcs.	63020	4046153018307	08889361	40
kurzer Zug/short stretch	8 cm x 5 m	weiß/white	10 Stk./pcs.	63030	4046153018345	08889378	28
kurzer Zug/short stretch	10 cm x 5 m	weiß/white	10 Stk./pcs.	63040	4046153018383	08889384	24
kurzer Zug/short stretch	12 cm x 5 m	weiß/white	10 Stk./pcs.	63050	4046153018420	08889390	20
kurzer Zug/short stretch	15 cm x 5 m	weiß/white	10 Stk./pcs.	63060	4046153018468	–	16
kurzer Zug/short stretch	20 cm x 5 m	weiß/white	10 Stk./pcs.	63070	4046153018505	–	12

Qualitätssicherung:

Quality Management:

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

61 % Baumwolle, 36 % Polyester, 3 % Spandex;

Dehnbarkeit ≥ 80 %, ged. Länge ca. 5 m.

61 % cotton, 36 % polyester, 3 % spandex;

stretchability ≥ 80 %, stretched length approx. 5 m.

Symbole:

Symbols:

