

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed® – PB

#### Produktdaten:

##### Product Specification:

#### Produkt-

##### beschreibung:

##### Product Description:

Weiß, synthetische Polsterbinde aus hautverträglichem Vlies. Ohne chemische Bindemittel.

White, sythetic pad bandage made of skin friendly non-woven fabric. Without chemical bonding agent.

#### Bemerkungen:

##### Remarks:

Zur Unterpolsterung für starre und halbstarre Verbände.

For underpadding of non- elastic and semi-elastic bandages.

#### Ausführungen:

##### Sizes:

**MaiMed® – PB, unsteril, banderoliert in Polybeutel/non sterile, paper-banded, packed in a polybag**

| Artikelbeschreibung/<br>Article Description | Größe/<br>Size | Farbe/Color | Pack.-Inhalt/<br>Content | Art.Nr./REF | EAN           | PZN      | Pack/VE |
|---------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------|----------|---------|
| Polsterbinde/<br>Pad bandage                | 6 cm x 3 m     | weiß/white  | 12 Stk./pcs.             | 66250       | 4046153020164 | 01903790 | 28      |
| Polsterbinde/<br>Pad bandage                | 8 cm x 3 m     | weiß/white  | 12 Stk./pcs.             | 66255       | 4046153020188 | –        | 23      |
| Polsterbinde/<br>Pad bandage                | 10 cm x 3 m    | weiß/white  | 12 Stk./pcs.             | 66260       | 4046153020201 | 01903767 | 18      |
| Polsterbinde/<br>Pad bandage                | 12 cm x 3 m    | weiß/white  | 12 Stk./pcs.             | 66265       | 4046153020225 | –        | 18      |
| Polsterbinde/<br>Pad bandage                | 15 cm x 3 m    | weiß/white  | 12 Stk./pcs.             | 66270       | 4046153020249 | 01903773 | 12      |
| Polsterbinde/<br>Pad bandage                | 20 cm x 3 m    | weiß/white  | 6 Stk./pcs.              | 66280       | 4046153020263 | –        | 18      |

#### Qualitätssicherung:

##### Quality Management:

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

#### Verwendbarkeit:

##### Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

#### Material:


##### Material:

Vliesstoff aus 100 % Polyesterfasern

Non-woven fabric made of 100 % Polyester-fibres

#### Symbole:

##### Symbols:



MaiMed® GmbH  
Robert-Koch-Straße 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de  
info@mamed.de

Fon +49 5195/9707 - 0  
Fax +49 5195/9707 - 100