

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – universal stretch



Produkt- beschreibung:

Product Description:

Produktdaten:

Product Specification:

Weiß, dauerelastische Binde, unsteril, aus Baumwolle, Elasthan und Polyamid. Mit mittlerem Zug.

White, permanently elastic bandage, non sterile, made of cotton, spandex and polyamide. With medium-stretch.

Bemerkungen:

Remarks:

Für fixierende, leicht stützende und entlastende Verbände.

For fixing dressings or light supporting and relieving bandages.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – universal stretch, unsteril, einzeln lose in Box/non sterile, single packed in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
mittlerer Zug/med. stretch	6 cm x 5 m	weiß/white	○ 10 Stk./pcs.	62120	4046153018048	04780360	24
mittlerer Zug/med. stretch	8 cm x 5 m	weiß/white	○ 10 Stk./pcs.	62130	4046153018086	04780377	18
mittlerer Zug/med. stretch	10 cm x 5 m	weiß/white	○ 10 Stk./pcs.	62140	4046153018123	04780383	15
mittlerer Zug/med. stretch	12 cm x 5 m	weiß/white	○ 10 Stk./pcs.	62150	4046153018161	04780408	12
mittlerer Zug/med. stretch	15 cm x 5 m	weiß/white	○ 10 Stk./pcs.	162160	4046153018208	04780414	12
mittlerer Zug/med. stretch	20 cm x 5 m	weiß/white	○ 10 Stk./pcs.	162170	4046153018246	04780420	8

Qualitätssicherung:

Quality Management:

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:


Material:

76 % Polyester, 22 % Baumwolle, 2 % Elasthan; Dehnbarkeit ca. 80 %, ged. Länge ca. 5 m.

22 % Cotton, 76 % Polyamide, 2 % Spandex; Stretchability approx. 80 %, stretched length approx. 5 m.

Symbole:

Symbols:



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@mamed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100