

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – HMS unsteril/non sterile



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige unsterile Holzmundspatel, aus Birkenholz, splitterfreie Qualität, Kanten seitlich abgerundet.

Ready for use non-sterile wooden tongue depressors, made of birchwood, shatterproof quality, with rounded edges.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur Inspektion der Mundhöhle und des Rachenraumes.

For inspection of mouth and pharyngeal cavity.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – Holzmundspatel, unsteril, zu 100 Stk. in Box/non sterile, packed by 100 pcs. in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Holzmundspatel/ Wooden tongue depressors	15 cm x 1,8 cm	100 Stk./pcs.	75515	4046153026968	00352006	50

Qualitätssicherung:

Quality Management:

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

100 % Birkenholz / 100 % Birchwood

Symbole:

Symbols:

