

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Bowl ECO

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Nierenschalen, aus Zellstoff im Faserformverfahren ohne Chlorbleiche hergestellt, umweltverträglich, hygienisch und wirtschaftlich.

Ready for use kidney bowl, made of cellulose produced in fibrous form method without chlorine bleaching, environmentally compatible, hygienic and economical.

Bemerkungen:

Remarks:

Zum Auffangen von Flüssigkeiten und Sammeln von Instrumenten.

For collecting liquids and instruments.

Undurchlässigkeit für mehr als 24 Stunden bei/Impermeability for more than 24 hours for:

- Wasser/Water
- Blut/Blood
- Harnstoff-Lösung (3%)/Urea solution (3%)
- Salzsäure (0,1 M)/Hydrochloric acid (0,1 M)
- Kochsalzlösung (0,9%)/Saline solution (0,9%)
- Essigsäure (3%)/Acetic acid (3%)
- Wasserstoffperoxid (3%)/Hydrogen peroxide (3%)
- Formaldehyd (10%)/Formaldehyde (10%)
- Kaliumpermanganat Lösung (0,03%)/Potassium permanganate solution (0,03%)

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – Bowl ECO, unsteril, 700 ml, zu 300 Stk. im Karton/
non-sterile, 700ml, packed by 300 pcs. in a carton

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Nierenschale/ Kidney bowl	Einheitsgröße/ Standard size	300 Stk./pcs.	76065	4046153114368	10101966	1

Qualitätssicherung:

Quality Management:

ISO 9001

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

100 % Zellstoff / 100 % Cellulose

Symbole:

Symbols:

