

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – Tip, unsteril



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Wattestäbchen, mit Stab aus 100 % Holz und einseitigem Wattekopf aus 100 % Baumwolle.

Ready for use cotton applicators, stick made of 100 % wood and one-sided cotton head made of 100 % cotton.

Bemerkungen:

Remarks:

Geeignet für den universellen Einsatz in allen medizinischen Bereichen.

Suitable for universal application in all medical areas.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – Wattestäbchen, unsteril, im Polybeutel/non sterile, in a polybag

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Kleiner Kopf/small head	15 cm, Ø 4 mm	100 Stk./pcs.	71010	4046153020461	0352012	100
Kleiner Kopf/small head	23 cm, Ø 4 mm	100 Stk./pcs.	71011	4046153020485	0823552	100
Großer Kopf/large head	15 cm, Ø 10 mm	50 Stk./pcs.	71030	4046153020560	4867322	20

MaiMed[®] – Wattestäbchen, unsteril, in Pappbox /non sterile, in a cardboard box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Kleiner Kopf/small head	15 cm, Ø 4 mm	100 Stk./pcs.	71012	4046153127344	16141062	20
Großer Kopf/large head	15 cm, Ø 10 mm	50 Stk./pcs.	71032	4046153127368	16141079	20

Qualitätssicherung:

Quality Management:

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre/5 Years

Material:

Material:

100 % Holz/100 % wood

Kopf aus 100 % Baumwolle/Head made of 100 % cotton

Symbole:

Symbols:

