

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Bettschutz



Produkt- beschreibung:

Product Description:

Waschbarer/wiederverwendbarer Matratzenschutz mit einem erhöhten Saugvolumen (Feuchtigkeitsspeicher ca. 3 Liter/m²). Der Bettschutz mit innenliegender Nässesperre bietet einen hautfreundlichen und angenehmen Liegekomfort ohne Schwitzen. Bedarfsweise mit Seitenlaschen zur sicheren Befestigung unter der Matratze.

Washable/reusable mattress protector with increased suction volume (moisture storage approx. 3 litres/m²). The bed protection with internal moisture barrier offers skin-friendly and pleasant lying comfort without sweating. As needed with side flaps for secure attachment under the mattress.

Bemerkungen:

Remarks:

Zum Schutz von Matratzen, Polster oder Kissen bei bettlägerigen Patienten.

For protection of mattress, cushion or pillow of bedridden patients.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – Bettschutz, unsteril, einzeln verpackt, non-sterile, single packed

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Pack.-Inhalt/ Content	Art.-Nr./ REF	EAN	PZN	Pack/ VE
Waschbarer Bettschutz mit Seitenlaschen/ Washable bed protector with side flaps	75 × 90 cm	blau/blue ●	1 Stk./pcs.	76444	4046153135806	18229364	10
Waschbarer Bettschutz/ Washable bed protector	85 × 90 cm	blau/blue ●	1 Stk./pcs.	76445	4046153136490	18776480	10

Material:

Material:

Polyester, Baumwolle, Viskose, Polyurethanfolie

Polyester, Cotton, Viscose, Polyurethane-foil

Symbole:

Symbols:



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen – Germany

www.MaiMed.de
info@maimed.de

Fon +49 5195 / 9707 - 0
Fax +49 5195 / 9707 - 100