

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Krankenunterlage extra



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Krankenunterlagen mit saugstarker Flockenfüllung, um Flüssigkeiten aufzunehmen, rautenförmig geprägte Vliesauflage mit Nässeschutz durch geprägte Polyethylen-Folie, 4-seitig geschlossen und undurchlässig mit geruchsbindenden Wirkstoffen. Mit undurchlässiger, rutschfester Außenfolie.

Patients underpads with highly absorbent fluff filling in order to absorb liquids, with non-woven padding embossed with lozenge shape and moisture barrier due to polyethylene-foil, closed on all 4 sides and impermeable with flavour absorbing substances. With impermeable, non-slip external foil.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur Abdeckung und Schonung von Matratzen, Liegen und Tragen bei bettlägerigen Patienten.

For covering and safe protection of mattress, couch and stretcher of bedridden patients.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – Krankenunterlage extra, unsteril, im Karton/non sterile, in a carton

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Absorption/ Absorption	Farbe/ Colour	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./ REF	EAN	PZN	Pack/ VE
Unterlage mit Flockenfüllung 80g/ Underpad with fluff filling 80g	60 x 90 cm	ca. 1.300 ml	grün/green	25 Stk./pcs.	176412	4046153121946	11543838	2

Qualitätssicherung:

Quality Management:

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Zellstoff, Vliesstoff, Polyethylen-Folie / Cellulose, Non-woven fabric, Polyethylene-foil

Symbole:

Symbols:

