



NOBACOSMED®

REF 201100

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Weißer, zweilagiger Einwegtuch aus weichem Zellstoff, medizinisch gebleicht. Sie können zur Vorreinigung von Medizinprodukten eingesetzt werden, z.B. zum Entfernen von Ultraschallgel von Ultraschallköpfen. Zudem gibt es für die Tücher weitere vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie z. B. als Reinigungstuch auf der Haut.

Zusammensetzung

Zellstoff

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBACOSMED® ist ein Medizinprodukt nach MPG; der Richtlinie 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 MPG und wird in die Klasse I, nach Regel 1 eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Primärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

