



**NOBAMED Paul Danz AG**

## **NOBAKAWA® - SCHUTZHÜLLE**

**REF 291314**

### **Produktbeschreibung und Zweckbestimmung**

Die Einmal-Schutzhülle, 13,0 cm x 14,0 cm, besteht aus weißem Vliesstoff. Sie dient dazu, die Haut während der Anwendung der NOBAKAWA-Kompresse vor der direkten Wärme und Kälte zu schützen.

### **Zusammensetzung**

Polypropylen

### **Normative und gesetzliche Anforderungen**

NOBAKAWA® ist ein Medizinprodukt nach MPG, der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse I, basierend auf Regel 1, eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen.

### **Verpackung**

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Cellulose

### **Lagerung**

Trocken und staubfrei

### **Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:**

