



IH 26

beurer
medical

IH 26 Inhalator

 **german
engineering**



Verneblung von flüssigen Medikamenten mittels Kompressor-Drucklufttechnologie



Inklusive Nasendusche



Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege

Zur Anwendung bei Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, etc.

- für schnelle und effektive Inhalation

Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln

Hohe Verneblungsleistung (ca. 0,3 ml/min.)

- kurze Inhalationszeit

Zubehör:

Vernebler, Mundstück, Nasenstück, Erwachsenenmaske, Kindermaske, Druckluftschlauch, Nasendusche, Filter und Aufbewahrungstasche

Desinfektionsfähig

Arbeitsdruck: ca. 0,8 bis 1,45 bar

Medizinprodukt

Type: IH 25/2

Netzbetrieb: 230V; 50 Hz; 230 VA

Produktmaße (LxBxH): 166 x 141 x 148 mm

Produktgewicht: ca. 1,4 kg

5 Jahre Garantie

HMV-Nr.: 14.24.01.0149

VE: 2 / Transportkarton: 4 x 2

EAN-Nr.: 4211125 60135 5

Art.-Nr.: 601.35



601.35_IH26_2018-05-30_01_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten