



## NOBAHAFT®-fein

REF 470206

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die elastische Fixierbinde, weiß, 6 cm x 20 m, ist latexfrei, kohäsiv und haftet nur auf sich selbst und nicht auf Haut oder Kleidung. Sie hat eine feine und glatte Struktur und dient als Unterzug bei Tapeverbänden, überwiegend am Sprunggelenk. Mit ihr können jedoch auch Wundauflagen fixiert werden.

### Zusammensetzung

Viskose, Polyamid, latexfreies Polymer

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

### Hinweis

Beim Wickeln sollten kohäsive Binden nur leicht gedehnt werden, da es sonst zum Abbinden der arteriellen Blutzufuhr kommen kann.

### Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

### Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.