



## NOBARIGID<sup>®</sup>-Fingerschiene

REF 943218

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die medizinische Schiene (1,8 cm x 48 cm) für orthopädische Zwecke besteht aus einem Aluminiumband, das einseitig mit Schaumstoff gepolstert ist. Sie wird zur schnellen und einfachen Ruhigstellung von Fingern eingesetzt. Die Schiene lässt sich sehr gut formen und die Länge kann mit einer Verbandschere oder Castschere angepasst werden. Zur Fixierung wird eine entsprechende Binde benötigt.

### Zusammensetzung

Aluminium, Polyurethan-Schaum auf Polyesterbasis

### Kontraindikation

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



### Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.