



NOBAMED Paul Danz AG

NOBARIGID[®]-geschlossen

REF 943350

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Bei der geschlossenen NOBARIGID[®] (Größe S) handelt es sich um eine vorkonfektionierte Aluminiumschiene, die innen beidseitig gepolstert ist. Sie wird zur Ruhigstellung des Fingers eingesetzt. Die Schiene lässt sich in den meisten Fällen ohne Korrekturbedarf direkt anlegen. Zur Fixierung empfiehlt sich der Einsatz einer entsprechenden Binde.

Zusammensetzung

Aluminium, Polyurethan-Schaum auf Polyesterbasis

Kontraindikation

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative

Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.