



## NOBARIGID<sup>®</sup>-offen

REF 943470

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Bei NOBARIGID<sup>®</sup>-offen (Größe M) handelt es sich um eine vorkonfektionierte Aluminiumschiene in "Froschform", die innen einseitig gepolstert ist. Sie wird zur Ruhigstellung des Fingers eingesetzt. Das Produkt muss auf die gewünschte Fingerstellung gebogen werden. Die abstehenden Stege werden zur Stabilisierung ansatzweise um den Finger gebogen. Anschließend wird die Schiene mit einer Binde fixiert.

### Zusammensetzung

Aluminium, Polyurethan-Schaum auf Polyesterbasis

### Kontraindikation

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Normative und regulative

#### Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



### Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.