



**NOBAMED Paul Danz AG**

## **NOBA®-HODENROLLE**

**REF 874500**

### **Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung**

Die Hodenrolle besteht aus einem Schaumstoff mit Trikotschlauchbezug. Sie dient zur Hochlagerung der Hoden nach Operationen oder bei Ödemen. Außerdem werden die Beine aufgrund der besonderen Form der Hodenrolle gespreizt.

### **Zusammensetzung**

Polyurethan, Polyester

### **Kontraindikationen**

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

### **Ereignisberichterstattung**

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### **Normative und gesetzliche Anforderungen**

Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### **Verpackung**

Primär: PE-Beutel

Sekundär: Karton aus Zellulose

**Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:** Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

### **Transport und Lagerung**

Trocken und staubfrei.

### **Produkte zur Einmalverwendung**

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### **Entsorgung**

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe