



NOBASUIT®-Hose

REF 662120 (ab LOT 135288)

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die grüne Einmal-NOBASUIT®-Hose, der **Größe XXL**, dient als Bereichskleidung und Rein-Luft-Kleidung zur Verminderung der Verbreitung infektiöser Agenzien. Das Material ist antistatisch, atmungsaktiv, partikelarm, bequem und angenehm zu tragen. Die Hose ist gerade geschnitten, mit 1 Gesäßtasche und Tunnelzug am Bund. Die Hose ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Zusammensetzung

Polypropylen (SMS)

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Hinweis

Das Produkt wurde einem validierten Keimreduktionsverfahren unterworfen und liegt sterilisiert vor

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDR (EU) 2017/745.

NOBASUIT®-Hose erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13795-2 an Rein-Luft-Kleidung.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.