



NOBAMED Paul Danz AG

NOBAPANTS®

REF 311014

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das Einmal-Produkt NOBAPANTS (Gr. XXL) ist ein weißes Fixierhöschen aus dünnem Spinnvliesstoff verstärkt im Schritt. Es verfügt über elastische Bein- und Hüftbündchen, die einen guten Sitz gewährleisten. NOBAPANTS® dient zur Fixierung von Saugeinlagen und Vorlagen. Ebenso wird es sehr häufig bei medizinischen Untersuchungen und Behandlungen zur Wahrung des Schamgefühls eingesetzt.

Zusammensetzung

Polypropylen, Elastomer

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.