



## NOBADUR®-Verband

REF400209

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Der gebrauchsfertige Verband enthält indikationsbedingt 2 braune Ultra-Kurzzugbinden NOBADUR\*, 8 oder 10 cm breit und jeweils gedehnt 5 m lang bei einer Dehnbarkeit von ca. 38%. Soll der Verband bis in die Leiste reichen, so kann er mit den entsprechenden NOBADUR® Binden vervollständigt werden. NOBADUR\*-Verband dient zur Anwendung eines kräftigen komprimierenden Pütter-Verbandes bei der Kompression der Extremitäten in der Phlebologie und Lymphologie und zum Stützen und Entlasten bei Distorsionen und Kontusionen in der Traumatologie und Sportmedizin

### Zusammensetzung

Baumwolle, Polyamid

### Hinweis

Das Produkt wurde einem validierten Keimreduktionsverfahren unterworfen und liegt sterilisiert vor.

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden

### Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

### Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.