



NOBAMED Paul Danz AG

NOBASUIT®-Thermojacke

REF 663520 (ab LOT 135289)

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die grüne Einmal-NOBASUIT®-Thermojacke, der **Größe XXL**, dient als Bereichskleidung und Rein-Luft-Kleidung zur Verminderung der Verbreitung infektiöser Agenzien. Das Material ist antistatisch, atmungsaktiv, partikelarm, bequem und angenehm zu tragen. Die Thermojacke hat weiße Strickbündchen im Halsbereich und als Armabschlüsse, 2 Taschen und ist mit Druckknöpfen versehen.

Zusammensetzung

Polypropylen (SMS), Polyester

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Hinweis

Das Produkt wurde einem validierten Keimreduktionsverfahren unterworfen und liegt sterilisiert vor

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative

Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDR (EU) 2017/745.

NOBASUIT®-Thermojacke erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13795-2 an Rein-Luft-Kleidung.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.