



**NOBAMED Paul Danz AG**

## NOBASUIT®-Thermojacke

REF 663530 (ab LOT 135289)

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die grüne Einmal-NOBASUIT®-Thermojacke, der **Größe XXXL**, dient als Bereichskleidung und Rein-Luft-Kleidung zur Verminderung der Verbreitung infektiöser Agenzien. Das Material ist antistatisch, atmungsaktiv, partikelarm, bequem und angenehm zu tragen. Die Thermojacke hat weiße Strickbündchen im Halsbereich und als Armabschlüsse, 2 Taschen und ist mit Druckknöpfen versehen.

### Zusammensetzung

Polypropylen (SMS), Polyester

### Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

### Hinweis

Das Produkt wurde einem validierten Keimreduktionsverfahren unterworfen und liegt sterilisiert vor

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Normative und regulative

#### Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDR (EU) 2017/745.

NOBASUIT®-Thermojacke erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13795-2 an Rein-Luft-Kleidung.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

### Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.