



NOBA[®]-PRETAPE

REF 506010

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

NOBA[®]-PRETAPE (Maße 10 cm x 27,5 m) ist eine weiße, offenporige und dünne Schaumstoffbinde. Sie dient zur Fixierung und Komprimierung von Polstermaterial, das bei der Vorbereitung zum Anlegen starrer Stützverbände benötigt wird. Sie mindert das Durchschlagen von Feuchtigkeit. Außerdem kann sie zum Schutz der Haut als Unterzug unter Tapeverbänden verwendet werden.

Einfache Applikation ohne Randaufrollung bei der Anlage.

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Zusammensetzung

Polyurethanschaum

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative

Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primär: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundär: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei, vor Sonnenlicht schützen

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.