



NOBAMED Paul Danz AG

NOBA[®]-OP-MASKE

REF 672042

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Grüne, 3-lagige, hypoallergene medizinische Gesichtsmaske mit elastischen Schlaufen, $\geq 98\%$ Filterleistung und einem sehr geringen Differenzdruck. Alle Masken haben eine sehr hohe mikrobiologische Filtrationsleistung und sorgen damit für einen sicheren Schutz des Patienten. Für den Anwender wird ein zusätzlicher Schutz vor kontaminierten Flüssigkeitsspritzern gegeben. Die Masken haben eingearbeitete Nasenbügel, die dem Nasenrücken angepasst werden können und zeichnen sich durch extra weich gearbeitete Kanten und Innenvlies aus. Die Masken sind glasfaser- und latexfrei.

Zusammensetzung

Polypropylen, latexfreier Elastomerknoten, Nasenbügel aus rostfreiem Stahl

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBA[®]-OP-Maske ist ein Medizinprodukt nach MPG, der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse I, Regel 1 eingestuft.

Es erfüllt die Anforderungen der DIN EN 14683, Typ II R ("Medizinische Gesichtsmasken, Anforderungen und Prüfverfahren").

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Kennzeichnung und Symbole

