



NOBAMED® TUPFER

REF 880020

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Der unsterile Tupfer, Durchmesser 3,5 cm, besteht aus weichem, saugfähigem, bindemittelfrei hergestelltem Vliesstoff und enthält einen Silikonring. Er wird zur Wundversorgung und in Kombination mit einem Desinfektionsmittel zur Desinfektion der Haut eingesetzt. Vor diesen Tätigkeiten hat eine Sterilisation mit einem validierten Verfahren (Feuchte Hitze bei 121°C/134°C, 2 bis 3 bar, nach DIN EN ISO 17665, Strahlen nach DIN EN ISO 11137 oder Ethylenoxid nach DIN EN ISO 11135) zu erfolgen.

Zusammensetzung

Viskose, Polyester, Silikon

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBAMED® Tupfer ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse I nach Regel 4 eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen

Verpackung

| | |
|---------------------|----------------------|
| Primärverpackung: | PE-Beutel |
| Sekundärverpackung: | Karton aus Zellulose |

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

