



NOBAMED Paul Danz AG

NOBAMED®-steril

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die sterilen Tupper sind aus bindemittelfrei hergestelltem Vliesstoff gefertigt. Sie überzeugen durch eine sehr hohe Saugkraft und zeichnen sich durch ihre Weichheit aus. Die runden Vliesstofftupper haben einen Silikonring.

Zusammensetzung

Viskose, Polyester, Silikon

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBAMED®-steril ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse Is, Regel 4 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Die Sterilisation entspricht den Vorgaben der DIN EN 11137.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Verpackung

Primärverpackung: Papier-Folie- bzw. Folie-Folie-Verpackung

Sekundärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt die aus den Konformitätsverfahren der Richtlinie vorgegebene CE – Kennzeichnung

