



NOBAMED Paul Danz AG

NOBAPEG®

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

NOBAPEG®, medizinisches Einmal-Produkt, ist ein kombiniertes Set. Es enthält zwei Vliesstoffschlitzkompressen (NOBATOP®-S) 7,5 x 7,5 cm, drei Mullkompressen 7,5 x 7,5 cm, 8-fach und einen Klebevlieszuschnitt 12 x 15 cm. Das Set eignet sich zum bedarfsgerechten Verbandwechsel bei Sondenaustritts- und Kathetereintrittsstellen, insbesondere bei der Perkutanen Endoskopischen Gastrostomie (PEG-Sonden zur enteralen Ernährung).

Zusammensetzung

Baumwolle, Viskose, Polyester, Polyethylen, Polyacrylatkleber

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBAPEG® ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse Is, Regel 4 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Papier-Folie-Verpackung

Sekundärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei, vor Sonneneinstrahlung schützen

Das Produkt trägt die aus den Konformitätsverfahren der Richtlinie vorgegebene C E – Kennzeichnung

