



TESTMAGAZIN - URTEIL	
Beurer BC 58	
GUT	91,4 %
Im Test: 7 Handgelenk-Blutdruckmessgeräte	
Testurteil: 2x sehr gut, 5x gut	
Heft: 02/2015	

BC 58

beurer
medical

BC 58 Handgelenk-Blutdruckmessgerät



beurer
CONNECT



Einfache Bedienung über Sensor-Touch Knöpfe



Übersichtliches, gut ablesbares XL-Schwarzdisplay



Zur innovativen Vernetzung zwischen Blutdruckmessgerät und gratis Webanwendung inkl. USB-Uploader „beurer HealthManager Pro“ / gratis PC-Software „beurer HealthManager“



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk

Mit Manschette für Handgelenksumfänge von 14 - 19,5 cm

Risiko-Indikator: mit integrierter Skala zur Einstufung der Messergebnisse im Display

Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen

Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte

Durchschnittwertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehler

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Batteriewechselanzeige

Inkl. USB-Kabel, 2 x 1,5 AAA Batterien und praktischer Aufbewahrungsbox

Medizinprodukt

Produktmaße (LxBxH): 90 x 68 x 30 mm

Produktgewicht: ca. 158 g (ohne Batterien, mit Manschette)

5 Jahre Garantie

PZN: 06932414

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65916 5

Art.-Nr.: 659.16



Sensor touch

- Einfache Bedienung über Sensor-Touch-Knöpfe



USB port

- USB-Schnittstelle zur innovativen Vernetzung zwischen Blutdruckmessgerät und gratis Webanwendung inkl. USB-Uploader „beurer HealthManager Pro“ / gratis PC-Software „beurer HealthManager“



VERBINDUNG



SOFTWARE

Zur innovativen Vernetzung zwischen Blutdruckmessgerät und gratis Webanwendung inkl. USB-Uploader „beurer HealthManager Pro“ / gratis PC-Software „beurer HealthManager“



* geprüfte Online-Applikation "beurer HealthManager"-Cloud