



NOBAMED Paul Danz AG

NOBARAPID®

REF 773110

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Wundkomresse, der **Größe 10 cm x 10 cm**, einzeln und **à 50 Stück** steril verpackt, bestehend aus einem saugfähigen Baumwolle-Polyester-Kern, der mit perforierten beidseitig aufkaschierten Polyethylenfolien versehen ist. Das Produkt ist aufgrund der Folien nicht wundverklebend. Die Wundkomresse dient zur Wundversorgung von mäßig bis schwach sekretierenden Wunden, postoperativen Wunden und schmerzhaften Wunden z. B. bei Hautabschürfungen und Schnittwunden. Sie ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Kontraindikationen

Es sind keine Kontraindikationen bekannt

Bei einer bekannten Allergie gegen eine der u. g. Komponenten darf das Produkt nicht angewendet werden.

Zusammensetzung

Baumwolle, Polyester und Polyethylen

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBARAPID® ist ein Medizinprodukt nach MPG, der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse Is, Regel 4 eingestuft.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN ISO 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Papier-Verpackung

Sekundärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:



STERILE EO



CE
0123