



NOBAMED Paul Danz AG

NOBANETZ®

REF 302070

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das Einmal-Produkt NOBANETZ® ist ein weicher, elastischer und atmungsaktiver Netzschlauch, **25 m lang**, geeignet für den **Rumpf (Jugendlicher, Größe 7)**. Eine Farbcodierung ermöglicht die Größenunterscheidung (**rot**). Der Schlauch kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden und ist einfach zu handhaben. Durch sein stabiles Gewirk ist das Netz einschneidbar, ohne auszufransen. Mit NOBANETZ® werden Wundauflagen und Verbände schnell und einfach individuell passend, fixiert. Es wird auch als Überzug über Bindenverbänden oder angewickelten Gipsschienen verwendet. Das Produkt ist einzeln verpackt.

Zusammensetzung

Polyamid, Elasthan

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung:	Folienbeutel
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung	Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe