



NOBAMED Paul Danz AG

NOBACARE®-classic

REF 365301

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Paarweise einzeln verpackte, **knielange** medizinische Thromboseprophylaxe-Strümpfe (MTPS), die nahtlos durch ein spezielles Rundstrickverfahren hergestellt sind. Eine Inspektionsöffnung ist eingearbeitet. Sie weisen einen von der Fessel bis zum Oberschenkel abnehmenden Druckverlauf auf. Die weißen Strümpfe verfügen über ein deutliches Farbcodiersystem zur eindeutigen Größenermittlung. Einwegmaßbänder und Anwendungsposter können kostenfrei angefordert werden.

Kontraindikationen

Medizinische Thromboseprophylaxe-Strümpfe sind nicht geeignet bei

- schwerwiegender Arteriosklerose oder anderen schwerwiegenden ischämischen Gefäßerkrankungen einschließlich fehlendem Fußpuls,
- lokalen Hautleiden, die durch die Strümpfe störend beeinflusst werden, wie Dermatitis, offene Geschwüre, Infektionen, kürzlich erfolgten Venenligaturen, Hauttransplantationen oder bei Wundbrand,
- massiven peripheren Ödemen verbunden mit Lungenödemen,
- schwerwiegend deformierten Gliedmaßen.

Bei einer bekannten Allergie gegen eine der genannten Komponenten darf das Produkt NOBACARE® nicht angewendet werden

Zusammensetzung

Nylon, Elastomer

Normative und gesetzliche Anforderungen

Die NOBACARE®-classic MTPS sind Medizinprodukte der Klasse I, Regel 1 nach dem MPG, der Richtlinie 93/42/EWG und der MDR (EU) 2017/745.

Die medizinischen Thromboseprophylaxe-Strümpfe erfüllen die normativen Anforderungen der OENORM ENV 12719

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1- und EN 1041- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung:	PET-Beutel
Sekundärverpackung:	Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Kennzeichnung und Symbole

