



NOBACATH® L

Katheter-Set

REF 190101 (ab LOT 137669)

Inhalt des Sets:

- 1 x Nierenschale, hellblau
- 2 x Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm, 8-fach
- 1 x Kunststoffschale mit 5 x Mulltupfer Ø 3,0 cm
- 1 x Schlitz-Lochtuch, grün, 60 x 60 cm,
- 2 x Latexhandschuhe, Gr. L
- 1 x Einmalpinzette, blau
- 1 x Unterlage, 60 x 60 cm

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung und Anwendung

Das sterile Set eignet sich zur Katheterisierung der Harnblase bei Mann und Frau

Zusammensetzung

- Nierenschale: Polystyrol
- Mullkompressen: 100% Baumwolle
- Schlitz-Lochtuch: Zellstoff, Polyethylen
- Unterlage: Zellstoff, Polyethylen
- Einmalpinzette Polystyrol
- Handschuhe: Latex
- Kunststoffschale: Polystyrol
- Mulltupfer: 100% Baumwolle

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.



Dieses Produkt ist für die einmalige und vorübergehende Anwendung an einem Patienten bestimmt. Die Anwendung darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Liegen Gebrauchsinformationen für Einzelprodukte vor, sind diese zu beachten.

Normative und gesetzliche Anforderungen:

Medizinprodukt nach MDR (EU) 2017/745.

Die Sterilisation entspricht den Vorgaben der DIN EN ISO 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

- Primärverpackung: Papier-Folie-Verpackung
- Sekundärverpackung: PE-Beutel
- Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe