



NOBAMED Paul Danz AG

NOBAPAD® -NATUR

REF 602810

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Besonders weiche und dehnbare Polsterbinde der **Größe 10 cm x 3 m** die aus bindemittelfreier, reiner Zellwolle hergestellt wird. Aufgrund des natürlichen Rohstoffs eignet sie sich besonders zur Polsterung bei Patienten, die zu Allergien neigen. NOBAPAD® kann zur vorbereitenden Polsterung bei der Versorgung mit Gips-, Polyester- oder Glasfaserstützverbänden verwendet werden. Auch für die Polsterung von Cramer-, Volkmann- oder anderen ungepolsterten Schienen ist die Binde geeignet. Ebenso kann sie zur Polsterung unter Kompressionsverbänden und als Einziehmaterial für Schlauchverbände eingesetzt werden. Die aufgerollte Binde ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Kontraindikationen

Es sind keine Kontraindikationen bekannt.

Bei einer bekannten Allergie gegen die u.g. Komponente darf das Produkt nicht angewendet werden.

Zusammensetzung

Viskose

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBAPAD® ist ein Medizinprodukt nach MPG, der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse I, Regel 1 eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

