



NOBAMED Paul Danz AG

NOBAVIT®

REF 145045

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das Einmal-Produkt NOBAVIT® ist eine weiße, weiche und saugfähige Mullwatterolle mit der **Größe 45 cm x 2 m**. Die Mullwatterolle besteht aus Verbandwatte, die in Verbandmull eingeschlagen ist. NOBAVIT® ist am Rand geschlossen und eignet sich zum Herstellen von Polsterverbänden aller Art. Das Produkt ist einzeln verpackt

Zusammensetzung

Baumwolle

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Verbandwatte gemäß BP oder USP *absorbent cotton*

Verbandmull gemäß DIN EN 14079

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe