



NOBAMED Paul Danz AG

NOBAHEBAN®

REF 453403

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die braune kohäsive Kompressionsbinde (Maße 3,75 cm x 4,5 m) hat eine Dehnbarkeit von ca. 100 %. Sie wird für Verbände zur kurzfristigen Kompression verwendet. Dabei erfolgt die Anwendung über einem Tupfer oder Komresse. Außerdem wird sie als Stütz- und Entlastungsverband eingesetzt.

Hinweis:

Beim Wickeln sollten kohäsive Binden nicht zu stark gedehnt werden, da es sonst zum Abbinden der arteriellen Blutzufuhr kommen kann.

Kontraindikationen

Bekannte Allergie gegen eine der unten genannten Komponenten.

Zusammensetzung

Polyamid, Polyester, Latex, Elastomer

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBAHEBAN® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse I, Regel 1 eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung:	Folie
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei.

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

