



NOBAMED Paul Danz AG

NOBAGLOVE®- steril NITRIL

REF 909202 (ab LOT 135941)

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die puderfreien, sterilen Untersuchungshandschuhe (Größe M) sind für nicht-invasive medizinische Tätigkeiten zum Schutz vor Kreuzkontamination für Patient und Anwender vorgesehen. Eine strukturierte Oberfläche im Griffbereich erhöht den sicheren Halt.

Zusammensetzung

Nitrilkautschuk (NBR)

Das Produkt ist latexfrei.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Die Untersuchungshandschuhe erfüllen die Anforderungen der EN 455.

Der AQL beträgt $\leq 1,5$ in Bezug auf die Dichtigkeit.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: Papierverpackung

Sekundärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

Sterilprodukt

Führen Sie vor der Verwendung eines Sterilproduktes eine Sichtprüfung der Verpackung auf Unversehrtheit durch.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe