



**NOBAMED Paul Danz AG**

## NOBASLIP®

REF 310051

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das weiße, elastische Netzhöschen der **Größe M**, mit der Farbmarkierung **blau** am Bund zur Größenunterscheidung, ist weich, gutschend und hautfreundlich. NOBASLIP® dient zur Fixierung von Medizinprodukten wie Saugeinlagen oder Wundauflagen. Das Netzhöschen ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

### Zusammensetzung

Polyester, Elasthan

### Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

### Hinweis

Zu klein gewählte Netzhöschen schnüren ein, zu groß gewählte fixieren unzureichend.

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

### Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe