



NOBAMED Paul Danz AG

NOBASLIP®-fein

REF 310253

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das weiße, fein gestrickte Netzhöschen mit Beinansatz, der **Größe XL**, mit der Farbmarkierung **grün** am Bund zur Größenunterscheidung, ist weich und hautfreundlich. NOBASLIP®-fein dient zur Fixierung von Medizinprodukten wie Saugeliegern oder Wundauflagen. Das Netzhöschen ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Zusammensetzung

Polyester, Elasthan

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Hinweis

Zu klein gewählte Netzhöschen schnüren ein, zu groß gewählte fixieren unzureichend.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe