



NOBAMED Paul Danz AG

NOBATON®

REF 325070

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Der feinmaschige, dicht gestrickte Schlauchverband, der **Größe 7 cm x 25 m**, ist aus ungebleichter Baumwolle hergestellt. Eine hohe Querelastizität sorgt für gute Anpassungsfähigkeit. Die ungebleichte Baumwolle hat wasserabweisenden Charakter und überzeugt durch ihre hohe Hautverträglichkeit. NOBATON® dient als Unterzug bei starren oder halbstarren Stützverbänden. Die dichte Struktur schützt die Haut vor dem mit Polyurethanharz getränkten Material und ermöglicht außerdem die Applikation eines enganliegenden Verbandes. Der aufgerollte Verband ist 25 m lang, für den einmaligen Gebrauch bestimmt und einzeln verpackt.

Zusammensetzung

Baumwolle

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe