



NOBAMED Paul Danz AG

NOBACONCHIAL[®]

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Das speziell für Ohrverbände konzipierte sterile Kompressen-Set besteht aus einer sichelförmig gestanzten Vliesstoffkomresse NOBATOP[®], einer weiteren ungestanzten Komresse und einer Saugkomresse. Die gestanzte Komresse wird über die Ohrmuschel gelegt, so dass auch hinter der Ohrmuschel eine Kompressenabdeckung ist. Die zweite Komresse wird zur Abdeckung des ganzen Ohrs verwendet, die Saugkomresse dient der Polsterung.

Zusammensetzung

Viskose, Polyester, Polypropylen, Zellulose

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBACONCHIAL[®] ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse Is, Regel 4 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt DIN EN ISO 15223-1– Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Papier-Folie-Verpackung

Sekundärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei, vor Sonnenstrahlen schützen

Das Produkt trägt die aus den Konformitätsverfahren der Richtlinie vorgegebene C € – Kennzeichnung

