



NOBAMED Paul Danz AG

NOBATISSUE®-grau

REF 204546

Produktbeschreibung und bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer Gebrauch

Unsteriler, **ungebleichter** Zellstoff in mehreren, übereinanderliegenden, gekreppten Einzellagen, der **Größe 37 cm x 57 cm**. Er ist saugfähig, grau und geruchslos. Die ungebleichten NOBATISSUE®-grau Produkte dienen im Gesundheits- und Pflegebereich zu Polster- und Reinigungszwecken. Sie sind nur zum einmaligen Gebrauch vorgesehen.

Unerwünschte oder ernste unerwünschte Wirkungen

Es sind keine unerwünschten oder ernstesten unerwünschten Wirkungen bekannt.

Zusammensetzung

Ungebleichter Verbandzellstoff

Normative und gesetzliche Anforderungen

Die NOBATISSUE®-grau Zellstofflagen sind Bedarfsgegenstände nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), der Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgstV), und dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung:

Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Kennzeichnung und Symbole

