

Standard- und Sicherheits-Einmalkanülen

Sterican® und Sterican® Safety

Für die Injektion führen wir ein umfassendes Sortiment an Einmalkanülen mit Kurz- und Langschliff für Standardanwendungen. Ergänzt wird das Portfolio durch Kanülen für spezielle Indikationen. Das Sortiment wird durch das Programm der Sicherheits-Einmalkanülen Sterican® Safety vervollständigt.



Sterican®

Standard-Einmalkanülen



Produkteigenschaften

- Einmalkanüle aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Silikonölbeschichtung
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen, kompatibel mit Luer und Luer-Lock Einmalspritzen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Nicht hergestellt mit Latex, PVC und DEHP
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

Anwendungsvorteile

- Umfassendes Produktsortiment an Kanülen in verschiedenen Gauge-Größen und Längen
- 3-Facetten-Schliff für schmerzarme Punktion
- Leichtere Identifikation der Gauge-Größe durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

Gauge x Länge (inch)	AD* x Länge (mm)	ø ID**	Schliff	VE*** /Karton	Art.-Nr.	PZN****
■ Sterican® 30 G x 1/2 "	0,30 mm x 12 mm	0,15 mm			4656300B	18746295
■ Sterican® 27 G x 1/2 "	0,40 mm x 12 mm	0,21 mm			4665406B	18746326
■ Sterican® 27 G x 3/4 "	0,40 mm x 20 mm	0,21 mm			4657705B	18746332
■ Sterican® 27 G x 1 "	0,40 mm x 25 mm	0,21 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	9186174B	18746349
■ Sterican® 27 G x 1 1/2 "	0,40 mm x 40 mm	0,21 mm			9186182B	18746355
■ Sterican® 26 G x 1/2 "	0,45 mm x 12 mm	0,26 mm			4665457B	18746361
■ Sterican® 26 G x 1 "	0,45 mm x 25 mm	0,26 mm			4657683B	18746378

*Außendurchmesser (AD); **Innendurchmesser (ID); ***Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück; ****PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Standard-Einmalkanülen

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

Gauge x Länge (inch)	AD* x Länge (mm)	ø ID**	Schliff	VE*** /Karton	Art.-Nr.	PZN****
Sterican® 25 G x 5/8 "	0,50 mm x 16 mm	0,26 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	4657853B	18746384
Sterican® 25 G x 1 "	0,50 mm x 25 mm	0,26 mm		40 x 100 Stück	9186158B	18746390
Sterican® 25 G x 1 1/2 "	0,50 mm x 40 mm	0,26 mm		40 x 100 Stück	9186166B	18746409
Sterican® 24 G x 1 "	0,55 mm x 25 mm	0,31 mm		40 x 100 Stück	4657675B	18746415
Sterican® 23 G x 1 "	0,60 mm x 25 mm	0,41 mm		40 x 100 Stück	4657667B	18746421
Sterican® 23 G x 1 1/4 "	0,60 mm x 30 mm	0,41 mm		40 x 100 Stück	4657640B	18746438
Sterican® 23 G x 1 1/2 "	0,60 mm x 40 mm	0,41 mm		40 x 100 Stück	4666410B	18746444
Sterican® 23 G x 2 3/8 "	0,60 mm x 60 mm	0,41 mm		30 x 100 Stück	4665600B	18746450
Sterican® 23 G x 3 1/8 "	0,60 mm x 80 mm	0,41 mm		20 x 100 Stück	4665635B	18746467
Sterican® 22 G x 1 1/4 "	0,70 mm x 30 mm	0,48 mm		40 x 100 Stück	4657624B	18746473
Sterican® 22 G x 1 1/2 "	0,70 mm x 40 mm	0,48 mm		40 x 100 Stück	4660021B	18746496
Sterican® 22 G x 2 "	0,70 mm x 50 mm	0,48 mm		30 x 100 Stück	4650018B	18746504

*Außendurchmesser (AD); **Innendurchmesser (ID); ***Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück;

****PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

Gauge x Länge (inch)	AD* x Länge (mm)	ø ID**	Schliff	VE*** /Karton	Art.-Nr.	PZN****	
Sterican® 21 G x 1 "	0,80 mm x 25 mm	0,58 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	4657543B	18746510	
Sterican® 21 G x 1 1/2 "	0,80 mm x 40 mm	0,58 mm		40 x 100 Stück	4657527B	18746527	
Sterican® 21 G x 2 "	0,80 mm x 50 mm	0,58 mm		30 x 100 Stück	4665503B	18746533	
Sterican® 21 G x 3 1/8 "	0,80 mm x 80 mm	0,58 mm		20 x 100 Stück	4665465B	18746562	
Sterican® 21 G x 4 3/4 "	0,80 mm x 120 mm	0,58 mm		20 x 100 Stück	4665643B	18746579	
Sterican® 20 G x 1 "	0,90 mm x 25 mm	0,66 mm		Kurzschliff	40 x 100 Stück	4657500B	18746585
Sterican® 20 G x 1 1/2 "	0,90 mm x 40 mm	0,66 mm	40 x 100 Stück		4657519B	18746591	
Sterican® 20 G x 2 "	0,90 mm x 50 mm	0,66 mm	30 x 100 Stück		4667093B	18746616	
Sterican® 20 G x 2 3/4 "	0,90 mm x 70 mm	0,66 mm	30 x 100 Stück		4665791B	18746622	
Sterican® 19G x 1 1/4 "	1,10 mm x 30 mm	0,80 mm	Langschliff		40 x 100 Stück	4665317B	18746639
Sterican® 19G x 1 1/2 "	1,10 mm x 40 mm	0,80 mm	40 x 100 Stück		4657799B	18746645	
Sterican® 19G x 1 1/2 "	1,10 mm x 40 mm	0,80 mm	Kurzschliff		40 x 100 Stück	4665112B	18746651
Sterican® 19G x 2 "	1,10 mm x 50 mm	0,80 mm	Langschliff		30 x 100 Stück	4665511B	18746668
Sterican® 18G x 1 1/2 "	1,20 mm x 40 mm	0,97 mm	40 x 100 Stück		4650034B	18746674	
Sterican® 18G x 1 1/2 "	1,20 mm x 40 mm	0,97 mm	40 x 100 Stück		4665120B	18746680	
Sterican® 18G x 2 "	1,20 mm x 50 mm	0,97 mm	Kurzschliff	30 x 100 Stück	4667123B	18746697	
Sterican® 14G x 3 1/8 "	2,10 mm x 80 mm	1,66 mm		20 x 100 Stück	4665473B	18746705	

*Außendurchmesser (AD); **Innendurchmesser (ID); ***Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück;

****PZN gültig für Packung zu 100 Stück